



COMUNICADO 005/2022
ATUALIZADO em 24/08/2022

Ref.: Cadastro de amostras e exames para Hepatites Agudas graves de etiologia a esclarecer

No sentido de facilitar o cadastro no GAL foram criadas Pesquisas (conjunto de exames) que se relacionam ao tipo de material biológico. No sistema GAL, ao incluir uma requisição, primeiramente são inseridas as amostras biológicas (swab nasofaríngeo, plasma, soro e fezes) coletadas conforme orientações da Nota de Alerta 007/2022 CIEVS/DIVE/LACEN/SUV/SES. Solicitamos especial atenção ao inserir a pesquisa correspondente ao material biológico porque automaticamente serão listados os exames a serem realizados na respectiva amostra.

Segue abaixo, as amostras definidas para investigação laboratorial de Hepatite aguda de etiologia a esclarecer e as pesquisas a serem cadastradas para cada uma delas.

- 1 - Swab Nasofaríngeo: inserir a pesquisa “**(SNF) Hepatite Aguda de Etiologia a Esclarecer**” e automaticamente são adicionados os exames: Vírus respiratórios e COVID-19;
- 2 - PLASMA: inserir a pesquisa “**(PLASMA) Hepatite Aguda de Etiologia a Esclarecer**” e automaticamente são adicionados os exames Biologia Molecular para Hepatite B – HBV DNA, Hepatite C – HCV RNA e Epstein-Barr PCR;
- 3 – SORO:
 - a) Até 5 dias de sintomas: inserir a pesquisa “**(SORO até) Hepatite Aguda de Etiologia a Esclarecer**” e automaticamente são adicionados os exames: HBsAg, Pesquisa de arboviroses (ZDC) PCR, citomegalovírus PCR e hepatite (E) PCR;
 - b) Após 5 dias de sintomas: inserir a pesquisa “**(SORO) Hepatite Aguda de Etiologia a Esclarecer**” e automaticamente são adicionados os exames: Anti HBc IgM, Anti HAV IgM, Dengue IgM, Chikungunya IgM, Zika IgM e SARS-CoV-2 IgM/IgG;



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA

4 - Fezes: inserir a pesquisa “**(FEZES) Hepatite Aguda de Etiologia a Esclarecer**” e automaticamente são adicionados os exames: Adenovírus PCR, Norovírus PCR, Enterovírus PCR.

As amostras devem ser mantidas refrigeradas até o momento do envio. Estas devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais, certificando-se de que as tampas estejam hermeticamente fechadas. Para o transporte utilizar caixa de transporte de amostra biológica sob refrigeração e enviar para o LACEN em 24 a 48 horas.

Diretora do LACEN/SUV/SES



MPDA/DILAC



Rua Felipe Schmidt, 788, Centro
CEP 88010-002 – Florianópolis/SC . Fone: (48) 3664-7800
E-mail: lacen@saude.sc.gov.br <http://lacen.saude.sc.gov.br>

