

Laboratório Central de Saúde Pública – Lacen/SC

Código do Documento FOR MCA 01-01	Edição/Revisão 02/01	Arquivo eletrônico POP MCA 01.pdf	Página 1/1	Manual Seção: 02 Requisito: 5.8
Coleta de água utilizada em hemodiálise				

Nº amostra/Lacen/Harpya:

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

1 ORIGEM DA ÁGUA

Sistema de Tratamento de água: ☐ Osmose reversa ☐ Outro: _____

2 PONTO DE COLETA

☐ Ponto 1 - Ponto após o subsistema de tratamento de água de hemodiálise. Obs: _____

☐ Ponto 2 - Ponto de retorno da alça de distribuição (loop). Obs: _____

☐ Ponto 3 - Sala de reprocessamento (Reuso). Obs: _____

Outro: _____

3 Município: _____

Nome da Clínica: _____

CNPJ: _____ Responsável Técnico: _____

Endereço completo: _____

CEP: _____

Data da Coleta: _____ Hora da Coleta: _____

Responsável pela Coleta: _____ Telefone p/ contato: _____

4. Data de Entrada no Laboratório: _____ **Hora de Entrada:** _____

Responsável pelo recebimento: _____

5 INSTRUÇÕES DE COLETA

No ponto 1, coletar a amostra em 1 frasco plástico com tampa rosqueável.

Nos pontos 2 e 3, coletar a amostra em:

a) 1 Frasco de vidro com inibidor de cloro, estéril: para pesquisa coliformes e contagem de bactérias heterotróficas;

b) 1 frasco de vidro despirogenizado: para pesquisa de endotoxina bacteriana.

Manter e transportar as amostras em caixa isotérmica com gelo reciclável, em temperatura entre 3 e 10°C.

O prazo máximo decorrido entre a coleta e a entrega no laboratório deve ser de 8 horas.

Nota: a água de abastecimento do serviço de diálise deve ter seu padrão de potabilidade em conformidade com a normatização vigente. Para esta análise coletar a amostra em: 1 frasco com inibidor de cloro, estéril ou bolsa de coleta e 1 frasco plástico de 250 mL.