



COMUNICADO 017/2026

Ref.: Alteração na composição do kit meningite distribuído pelo LACEN/SC

Comunicamos que o kit meningite para envio de líquido, hemocultura e soro, teve sua composição alterada, passando a conter os seguintes itens:

- a) 01 Frasco com o meio de cultura ágar chocolate;
- b) 01 Frasco de Hemocultura: pediátrico (9 mL) ou adulto (45 mL);
- c) 01 porta lâminas com 1 lâmina
- d) 01 frasco estéril para acondicionar líquido

A principal alteração refere-se ao fornecimento do frasco estéril para envio de soro, que deixará de compor o kit. O soro deverá ser enviado no tubo original de coleta (**tubo sem anticoagulante e com gel separador**). Este tubo **não será disponibilizado no kit**, sendo a aquisição de responsabilidade da unidade de coleta.

Lembramos que, logo após a coleta, o tubo com sangue deve permanecer em temperatura ambiente até a completa coagulação. Em seguida, centrifugar para a obtenção de soro, que permanecerá na porção superior ao gel separador.

O encaminhamento das amostras deve ser realizado utilizando o kit específico disponibilizado.

- Soro e Líquor (LCR): Destinados à pesquisa molecular por qPCR (*S. pneumoniae*, *N. meningitidis* e *H. influenzae*). Os frascos devem ser mantidos e transportados **sob refrigeração (entre 2 °C e 8 °C)**.
- Isolados em Ágar Chocolate e Hemocultura: Após a inoculação e incubação em estufa bacteriológica a 35 °C (± 2 °C) por 18 a 24 horas, devem ser enviados em **temperatura ambiente**, imediatamente após o período de incubação.
- Lâminas para Bacterioscopia: Enviar no porta-lâminas, em **temperatura ambiente** (junto aos isolados), duas lâminas com esfregaço de LCR: uma sem coloração e outra corada pelo método de Gram, correspondente à mesma amostra previamente analisada pelo laboratório local.

As orientações atualizadas estão disponibilizadas no interior da embalagem do kit e também em [NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 014/2026 - DIVE/LACEN/SUV/SES/SC](#) no site do LACEN.

Florianópolis SC, 23 de setembro de 2026.

Márcio Pacheco de Andrade
Diretor do LACEN/SC

Darcita Buerger Rovaris
Gerente de Biologia Médica
LACEN/SVU/SES/SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **22KZCC61**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DARCITA BUERGER ROVARIS (CPF: 341.XXX.259-XX) em 24/09/2026 às 13:43:10

Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/04/2019 - 17:58:18 e válido até 10/04/2119 - 17:58:18.

(Assinatura do sistema)



MARCIO PACHECO DE ANDRADE (CPF: 892.XXX.459-XX) em 24/09/2026 às 15:13:48

Emitido por: "SGP-e", emitido em 16/07/2019 - 13:54:27 e válido até 16/07/2119 - 13:54:27.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAwMDcxNjJfNzI0MV8yMDI2XzlyS1pDQzYx> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00007162/2026** e o código **22KZCC61** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.