



COMUNICADO 026/2025

Ref.: Realização do diagnóstico molecular por PCR em tempo real - teste confirmatório para HTLV em gestantes.

Informamos aos serviços de saúde municipais que, ao identificarem um caso supostamente positivo para HTLV na triagem de gestantes, devem encaminhar as amostras ao LACEN para realização do teste confirmatório.

Deverão, obrigatoriamente, observar as seguintes condições:

- 1- Coletar uma amostra de sangue total em tubo contendo anticoagulante EDTA, **sem gel separador (tubo com tampa roxa)**.
- 2- O envio da amostra deve ser realizado **em caixa térmica contendo gelo reciclável**, evitando contato direto com o tubo de sangue. Manter a temperatura de transporte entre 15°C e 25°C, não podendo ultrapassar 35°C;
- 3- As amostras devem ser cadastradas previamente no sistema GAL
- 4- Devem ser enviadas cópias dos testes de triagem realizados, por quimioluminescência ou ELISA, contendo informações de valores de *cut-off*, relação S/CO ou índice.

Contamos com a colaboração de todos para assegurar a qualidade das informações, integridade das amostras e a precisão dos testes laboratoriais.

Florianópolis, 20 de outubro de 2025

Márcio Pacheco de Andrade
Diretor do LACEN/SUV/SES/SC

Red. DIVMB/MPDA



Assinaturas do documento



Código para verificação: **JO6F332E**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCIO PACHECO DE ANDRADE (CPF: 892.XXX.459-XX) em 22/10/2025 às 10:31:40

Emitido por: "SGP-e", emitido em 16/07/2019 - 13:54:27 e válido até 16/07/2119 - 13:54:27.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAwMDI3MjhFMjc1OV8yMDI1X0pPNkYzMzJF> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00002728/2025** e o código **JO6F332E** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.