



COMUNICADO Nº 003/2021

Ref.: Orientações para coleta e solicitação de exames de Contagem de Linfócitos T CD4+/CD8+ e quantificação da carga viral de Hepatites Virais e HIV

A coleta de sangue para realização dos exames de Linfócitos T CD4+ CD8+ é feita em tubo com EDTA K2 ou K3 **sem** gel separador (mesmo tubo de hemograma) e para carga viral deve ser realizada em tubo **com** EDTA K2 com gel separador, específico para biologia molecular. Inicialmente poderemos fornecer os tubos até que ocorra a aquisição própria.

1) Para a inclusão de requisição da pesquisa de HCV-RNA quantitativo ou HBV- DNA-quantitativo também conhecido como exame para determinar a carga viral, há necessidade de realizar o **cadastro no sistema GAL** e preencher no campo “Observações” as informações como segue:

- a) HCV- RNA- quantitativo ou Carga viral do HCV:
 - para confirmação de diagnóstico: informar o resultado de anti-HCV Reagente ou Inconclusivo com a data da realização do exame e onde foi realizado (laboratório ou teste rápido).
 - para indicação, monitoramento ou final de tratamento: informar o resultado da carga viral anterior, data e local de realização.
- b) HBV-DNA quantitativo ou Carga Viral do HBV:
 - para indicação de tratamento: informar resultado de HBsAg Reagente com data e local de realização (laboratório ou teste rápido)
 - para monitoramento de tratamento: resultado de carga viral anterior, data e local de realização.

2) Para enviar solicitação de exame de Contagem de Linfócitos T CD4/CD8 e quantificação da carga viral Carga viral de HIV e/ou Genotipagem do HIV:

Para estes exames é utilizado o sistema SISCEL do Ministério da Saúde, cuja requisição do exame é o **Laudo Médico para Emissão de Boletim de Produção Individualizado (BPA-I), que deve ser enviado impresso junto com a amostra.** É obrigatório o preenchimento de todos os dados requeridos acerca da Unidade de Saúde e do paciente. Os profissionais de saúde solicitantes (médico ou enfermeiro) precisam ser cadastrados no sistema. Por isso, devem constar no BPA-I, o nome completo legível, CPF e registro no conselho de classe.

O resultado do exame é disponibilizado ao profissional solicitante no link <https://laudo.aids.gov.br/login> por meio de acesso individual com CPF e senha a ser cadastrada no primeiro acesso. Os modelos utilizados de BPA-I estão disponíveis em: http://lacen.saude.sc.gov.br/documentos_requisicoes.php OU é gerado a partir da emissão do laudo do exame anterior.

Florianópolis, 08 de fevereiro de 2021.

Marlei Pickler Debiasi dos Anjos
Diretora do LACEN/SC

Red.DILAC/MPDA